



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.590
Descripción del artículo	Tapón de rosca, adecuada para contenedor de envío refrigerado

### **Características del producto**

Indicado para	contenedor de envío refrigerado
---------------	---------------------------------

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	neutro
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	2000
unidades / pallet	80000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	388 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0374 cbm
Peso del producto	0.0024 kg
Peso de la caja	5.47 kg
EAN de la caja interna	4038917082723
EAN de la caja	4038917001762

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

