



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	95.1712
Descripción del artículo	Paquete superabsorbente, adecuada para maletín de transporte T 15 y B 17, (LxAn): 400 x 300 mm, absorción de líquido: 1,2 l, 100 unidades/caja

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	Envío de muestras, recipientes de eliminación Multi-Safe
Indicado para	maletín de transporte T 15 y B 17

### **Dimensiones**

Ancho del producto	300 mm
Longitud del producto	400 mm

### **Material y colores**

Material del producto	celulosa
-----------------------	----------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 100  
Tipo de embalaje caja  
unidades / caja interna 100  
unidades / caja 100  
unidades / pallet 72000  
Profundidad de la caja 420 mm  
Ancho de la caja 320 mm  
Altura de la caja 140 mm  
Volumen de la caja 0.0188 cbm  
Peso del producto 0.0283 kg  
Peso de la caja 3.5 kg  
EAN de la caja interna 4038917415774  
EAN de la caja 4038917065894

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

