



Descripción del artículo

Número de pedido	95.1720
Descripción del artículo	Maletín de transporte I 100, maleta de transporte con inserto, (LxAnxAI): 360 x 310 x 275 mm

Características del producto

Versión	maleta de transporte con inserto
Forma del tubo interno	rectangular

Dimensiones

Ancho del producto	310 mm
Altura del producto	275 mm
Longitud del producto	360 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
-----------------------	--------------------------------------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 100
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	30
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	358 mm
Altura de la caja	325 mm
Volumen de la caja	0.0463 cbm
Peso del producto	1.613 kg
Peso de la caja	2.05 kg
EAN de la caja interna	4038917087551
EAN de la caja	4038917076210

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

