



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 95.1720.011 |
| Descripción del artículo | Maletín de transporte I 50, maleta de transporte interno para racks, (LxAnxAI): 270 x 170 x 215 mm |

Características del producto

| | |
|------------------------|---|
| Versión | maleta de transporte interno para racks |
| Forma del tubo interno | rectangular |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Ancho del producto | 170 mm |
| Altura del producto | 215 mm |
| Longitud del producto | 270 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Material del producto | Acrlonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
|-----------------------|---------------------------------------|

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Cumple el requisito | TRBA 100 |
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Con lotes | no |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 1 |
| unidades / caja | 1 |
| unidades / pallet | 108 |
| Profundidad de la caja | 308 mm |
| Ancho de la caja | 223 mm |
| Altura de la caja | 195 mm |
| Volumen de la caja | 0.0134 cbm |
| Peso del producto | 1.072 kg |
| Peso de la caja | 1.34 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917159951 |
| EAN de la caja | 4038917159944 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

