



Especificaciones del producto
Tapón de rosca, neutro, adecuada para
contenedor de envío 85 x 30 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 65.676
Descripción del artículo Tapón de rosca, neutro, adecuada para contenedor de envío 85 x 30 mm, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación Envío de muestras
Indicado para contenedor de envío 85 x 30 mm

Dimensiones

Longitud del producto 15 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto neutro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tapón de rosca, neutro, adecuada para
contenedor de envío 85 x 30 mm

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	39000
Profundidad de la caja	418 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.0151 cbm
Peso del producto	0.0028 kg
Peso de la caja	1.73 kg
EAN de la caja interna	4038917083300
EAN de la caja	4038917002240

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT