



Descripción del artículo

Número de pedido	65.676.001
Descripción del artículo	Tapón de rosca, marrón, adecuada para contenedor de envío 85 x 30 mm, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación	Envío de muestras
Indicado para	contenedor de envío 85 x 30 mm

Dimensiones

Longitud del producto	15 mm
-----------------------	-------

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	marrón

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	39000
Profundidad de la caja	418 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.0151 cbm
Peso del producto	0.0028 kg
Peso de la caja	1.71 kg
EAN de la caja interna	4038917115797
EAN de la caja	4038917014885

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

