



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 65.679.001 |
| Descripción del artículo | Tapón de rosca, marrón, adecuada para Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm, 50 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ámbito de aplicación | Envío de muestras |
| Indicado para | Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|-------|
| Longitud del producto | 20 mm |
|-----------------------|-------|

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | marrón |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tapón de rosca, marrón, adecuada para
Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 250 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 50 |
| unidades / caja | 250 |
| unidades / pallet | 41250 |
| Profundidad de la caja | 338 mm |
| Ancho de la caja | 228 mm |
| Altura de la caja | 120 mm |
| Volumen de la caja | 0.0092 cbm |
| Peso del producto | 0.0034 kg |
| Peso de la caja | 1.09 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917115810 |
| EAN de la caja | 4038917014915 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT