



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.679.004
Descripción del artículo	Tapón de rosca, amarillo, adecuada para Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm, 50 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	Envío de muestras
Indicado para	Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm

### **Dimensiones**

Longitud del producto	20 mm
-----------------------	-------

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

### **Presentación**

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	250
unidades / pallet	41250
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0.0092 cbm
Peso del producto	0.0035 kg
Peso de la caja	1.1 kg
EAN de la caja interna	4038917115834
EAN de la caja	4038917014939

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

