



Especificaciones del producto
Tapón de rosca, neutro, adecuada para
Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	65.731
Descripción del artículo	Tapón de rosca, neutro, adecuada para Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm, modelo más largo, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación	Envío de muestras
Indicado para	Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm

Dimensiones

Longitud del producto	23 mm
-----------------------	-------

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	neutro

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tapón de rosca, neutro, adecuada para
Contenedor de envío 126 x Ø 30 mm

Página 2

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	250
unidades / pallet	41250
Profundidad de la caja	338 mm
Ancho de la caja	228 mm
Altura de la caja	120 mm
Volumen de la caja	0.0092 cbm
Peso del producto	0.0035 kg
Peso de la caja	1.14 kg
EAN de la caja interna	4038917083799
EAN de la caja	4038917002684

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT