



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	14.1148
Descripción del artículo	Desaireador para Monovette® para gas en sangre, transparente/naranja, longitud: 24,5 mm, accesorios Monovette® gas en sangre, 500 unidades/caja

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	accesorios Monovette® gas en sangre
Ejemplo de aplicación	Ventilación para Monovette® gas en sangre
Indicado para	Monovette® para gas en sangre

### **Dimensiones**

Longitud del producto	24.5 mm
-----------------------	---------

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente/naranja

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	168000
Profundidad caja interior	191 mm
Ancho de la caja interior	129 mm
Altura de la caja interior	129 mm
Profundidad de la caja	288 mm
Ancho de la caja	218 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0094 cbm
Peso del producto	0.0009 kg
Peso de la caja	1.34 kg
EAN de la caja interna	4038917085465
EAN de la caja	4038917075312

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

