



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	19.930.100
Descripción del artículo	Capilares para gasometría, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 100 µl, (LxØ): 100 x 2,05 mm, 250 unidades/bote

### **Características del producto**

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	70 UI/ml sangre
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

### **Dimensiones**

Volumen nominal	100 µl
Diámetro	2.05 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Capilares para gasometría, heparina de litio**  
**equilibrada con calcio, 100 µl**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polietileno tereftalato (PET)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE  
Libre de látex sí  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 250  
Tipo de embalaje bote  
unidades / caja interna 250  
unidades / caja 16000  
unidades / pallet 960000  
Profundidad de la caja 398 mm  
Ancho de la caja 358 mm  
Altura de la caja 175 mm  
Volumen de la caja 0.0249 cbm  
Peso del producto 0.0003 kg  
Peso de la caja 6.34 kg  
EAN de la caja interna 4038917234252  
EAN de la caja 4038917234245

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**