



Descripción del artículo

Número de pedido	19.930.125
Descripción del artículo	Capilares para gasometría, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 125 µl, (LxØ): 110 x 2,05 mm, 250 unidades/bote

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	70 UI/ml sangre
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

Dimensiones

Volumen nominal	125 µl
Diámetro	2.05 mm
Longitud del producto	110 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Capilares para gasometría, heparina de litio
equilibrada con calcio, 125 µl

Página 2

Material y colores

Material del producto Polietileno tereftalato (PET)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE
Libre de látex sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 250
Tipo de embalaje bote
unidades / caja interna 250
unidades / caja 16000
unidades / pallet 1280000
Profundidad de la caja 378 mm
Ancho de la caja 288 mm
Altura de la caja 180 mm
Volumen de la caja 0.0196 cbm
Peso del producto 0.0003 kg
Peso de la caja 6.64 kg
EAN de la caja interna 4038917234283
EAN de la caja 4038917234276

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT