



Descripción del artículo

Número de pedido	19.930.175
Descripción del artículo	Capilares para gasometría, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 175 µl, (LxØ): 100 x 2,3 mm, 200 unidades/bote

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	70 UI/ml sangre
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

Dimensiones

Volumen nominal	175 µl
Diámetro	2.3 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polietileno tereftalato (PET)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Libre de látex	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	bote
unidades / caja interna	200
unidades / caja	12800
unidades / pallet	921600
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.0192 cbm
Peso del producto	0.0003 kg
Peso de la caja	5.5 kg
EAN de la caja interna	4038917234344
EAN de la caja	4038917234337

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

