



Descripción del artículo

Número de pedido	51.931.140
Descripción del artículo	Kit de capilares para gasometría, preparación: heparina de litio equilibrada con calcio, volumen nominal: 140 µl, (LxØ): 75 x 2,3 mm, componentes del kit: 800 capilares de plástico PET 140 µl (4 x 200 unidades REF 19.930.140), 1.600 capuchones obturadores azules (4 x 400 unidades REF 65.935.230) y 1000 varillas de mezcla (4 x 250 unidades REF 95.936), 1 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	capilar
Tipo de preparación	heparina de litio equilibrada con calcio
Concentración de la preparación	70 UI/ml sangre
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
**Kit de capilares para gasometría, heparina de litio
equilibrada con calcio, 140 µl**

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	140 µl
Diámetro	2.3 mm
Longitud del producto	75 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno tereftalato (PET)
Material de cierre	Elastómero termoplástico (TPE)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	16
unidades / pallet	432
Profundidad de la caja	778 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.5947 kg
Peso de la caja	13.24 kg
EAN de la caja interna	4038917234436
EAN de la caja	4038917234429

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT