



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.935.205
Descripción del artículo	Tapón 1,60-2,10 mm para capilares para gasometría 100 µl / 125 µl, blanco, análisis de gas en sangre, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de extracción	capilar
Ámbito de aplicación	análisis de gas en sangre
Indicado para	capilares para gasometría 100 µl / 125 µl

### **Material y colores**

Material del producto	Elastómero termoplástico (TPE)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tapón 1,60-2,10 mm para capilares para**  
**gasometría 100 µl / 125 µl, blanco**

**Página 2**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	32000
unidades / pallet	2560000
Profundidad de la caja	378 mm
Ancho de la caja	288 mm
Altura de la caja	180 mm
Volumen de la caja	0.0196 cbm
Peso del producto	0.0002 kg
Peso de la caja	8.42 kg
EAN de la caja interna	4038917234559
EAN de la caja	4038917234542

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**