



Especificaciones del producto
Tubo para heces, con cuchara, tapón a presión,
(LxØ): 75 x 23,5 mm, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 80.620
Descripción del artículo Tubo para heces, con cuchara, transparente, tapón a presión, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 75 x 23,5 mm, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre tapón a presión
Versión cuchara

Dimensiones

Diámetro 23.5 mm
Longitud del producto 87 mm
Longitud sin tapón 75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo para heces, con cuchara, tapón a presión,
(LxØ): 75 x 23,5 mm, transparente

Página 2

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	marrón
Material del tubo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	18000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0091 kg
Peso de la caja	5.29 kg
EAN de la caja interna	4038917082952
EAN de la caja	4038917001939

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT