



Descripción del artículo

Número de pedido	80.621
Descripción del artículo	Tubo para heces, con cuchara, transparente, tapón a presión, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 75 x 23,5 mm, estéril, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapón a presión
Versión	cuchara

Dimensiones

Diámetro	23.5 mm
Longitud del producto	87 mm
Longitud sin tapón	75 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo para heces, con cuchara, tapón a presión,
(LxØ): 75 x 23,5 mm, transparente, estéril

Página 2

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de baja densidad (LD-PE)
Color del cierre	marrón
Material del tubo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	250
unidades / pallet	13000
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	130 mm
Volumen de la caja	0.0262 cbm
Peso del producto	0.0091 kg
Peso de la caja	2.73 kg
EAN de la caja interna	4038917082969
EAN de la caja	4038917001946

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT