



Especificaciones del producto
Tubo para heces, con cuchara, tapón de rosca,
(LxØ): 107 x 25 mm, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	80.622.111
Descripción del artículo	Tubo para heces, con cuchara, transparente, tapón de rosca, Tapón de rosca con cuchara para heces, incluido, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 107 x 25 mm, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	Tapón de rosca con cuchara para heces
Tipo de cierre	tapón de rosca
Versión	cuchara
Forma del fondo	fondo plano/cónico

Dimensiones

Diámetro	25 mm
Longitud del producto	111 mm
Longitud sin tapón	107 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo para heces, con cuchara, tapón de rosca,
(LxØ): 107 x 25 mm, transparente

Página 2

Material y colores

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	marrón
Material de la varilla	Poliestireno (PS)
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	500
unidades / pallet	12000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0129 kg
Peso de la caja	7.14 kg
EAN de la caja interna	4038917115346
EAN de la caja	4038917014533

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT