




**Especificaciones del producto**  
**Tubo para heces, tapón de rosca, (LxØ): 76 x 20 mm, transparente**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	80.734.301
Descripción del artículo	Tubo para heces, transparente, tapón de rosca, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 76 x 20 mm, con etiqueta de papel, 100 unidades/bolsa

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Tipo de cierre	tapón de rosca

### Dimensiones

Diámetro	20 mm
Longitud del producto	77 mm
Longitud sin tapón	76 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Tubo para heces, tapón de rosca, (LxØ): 76 x 20 mm, transparente**

**Página 2**

**Material y colores**

Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	marrón
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	21000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0071 kg
Peso de la caja	4.14 kg
EAN de la caja interna	4038917119955
EAN de la caja	4038917016957

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**