



Especificaciones del producto
Tubo para heces, tapón de rosca, (LxØ): 76 x 20 mm, blanco

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 80.734.401
Descripción del artículo Tubo para heces, blanco, tapón de rosca, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 76 x 20 mm, con etiqueta de papel, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta negra
Tipo de cierre tapón de rosca

Dimensiones

Diámetro 20 mm
Longitud del producto 77 mm
Longitud sin tapón 76 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo para heces, tapón de rosca, (LxØ): 76 x 20 mm, blanco

Material y colores

Color del producto	blanco
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	marrón
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	21000
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0.0345 cbm
Peso del producto	0.0071 kg
Peso de la caja	4.14 kg
EAN de la caja interna	4038917119979
EAN de la caja	4038917016971

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

