



Especificaciones del producto
Tubo para heces, con espátula, tapón de rosca,
(LxØ): 54 x 28 mm, blanco

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	80.9924.014
Descripción del artículo	Tubo para heces, con espátula, blanco, tapón de rosca, tapón: marrón, (LxØ) sin tapón: 54 x 28 mm, con etiqueta de papel, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Tipo de cierre	tapón de rosca
Versión	espátula

Dimensiones

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	55 mm
Longitud sin tapón	54 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo para heces, con espátula, tapón de rosca,
(LxØ): 54 x 28 mm, blanco

Página 2

Material y colores

Color del producto	blanco
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	marrón
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	14000
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	238 mm
Volumen de la caja	0.0407 cbm
Peso del producto	0.0084 kg
Peso de la caja	4.9 kg
EAN de la caja interna	4038917154772
EAN de la caja	4038917039598

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT