



Descripción del artículo

Número de pedido	77.1515
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, 2 l, transparente, etiqueta/impresión: amarillo/negro, material: PP, abertura: redondo, altura: 245 mm, tapón plano, Ø de la tapa: 82 mm, tapón: amarillo, 30 unidades/caja

Características del producto

Color impresión/etiqueta	amarillo/negro
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma de la abertura	redondo

Dimensiones

Volumen máx.	2 l
Diámetro	116 mm
Diámetro del fondo	105 mm
Diámetro de la tapa	82 mm
Diámetro de la abertura	71 mm
Altura del producto	245 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	30
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	30
unidades / caja	30
unidades / pallet	360
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	515 mm
Volumen de la caja	0.1152 cbm
Peso del producto	0.125 kg
Peso de la caja	4.5 kg
EAN de la caja interna	4038917086813
EAN de la caja	4038917005319

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

