



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3884.030
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe twin plus, 3.000 ml, amarillo, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo/rojo, material: PP, aplicación p. ej.: eliminación de objetos punzocortantes, abertura: ovalado, altura: 233 mm, tapa (LxAn): 179 x 176 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 62 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Ejemplo de aplicación	eliminación de objetos punzocortantes
Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	3000 ml
Diámetro del fondo	112 mm
Altura del producto	233 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	62
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	62
unidades / pallet	744
Profundidad de la caja	800 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	380 mm
Volumen de la caja	0.1216 cbm
Peso del producto	0.241 kg
Peso de la caja	16.53 kg
EAN de la caja interna	4038917903325
EAN de la caja	4038917903332

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

