



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	77.3884.225
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe twin plus RC, 2.500 ml, gris, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo/rojo, material: PP reciclado, aplicación p. ej.: eliminación de objetos punzocortantes, abertura: ovalado, altura: 197 mm, Ø de la tapa: 82 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 70 unidades/caja

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Ejemplo de aplicación	eliminación de objetos punzocortantes
Plantilla absorbente	sí
Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

### **Dimensiones**

Volumen máx.	2500 ml
Diámetro del fondo	112 mm
Diámetro de la tapa	82 mm
Diámetro de la abertura	71 mm
Altura del producto	197 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Color del producto	gris
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	70
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	70
unidades / pallet	840
Profundidad de la caja	800 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	380 mm
Volumen de la caja	0.1216 cbm
Peso del producto	0.222 kg
Peso de la caja	17.15 kg
EAN de la caja interna	4066916004040
EAN de la caja	4066916004057

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

