



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3884.305
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe twin plus RC, 500 ml, gris, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo/rojo, etiquetado de riesgo biológico, material: PP reciclado, aplicación p. ej.: eliminación de objetos punzocortantes, abertura: redondo, altura: 245 mm, Ø de la tapa: 82 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 126 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Ejemplo de aplicación	eliminación de objetos punzocortantes
Plantilla absorbente	sí
Forma de la abertura	redondo
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

Dimensiones

Volumen máx.	500 ml
Diámetro	116 mm
Diámetro del fondo	105 mm
Diámetro de la tapa	82 mm
Diámetro de la abertura	71 mm
Altura del producto	245 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Color del producto	gris
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	126
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	126
unidades / pallet	3024
Profundidad de la caja	599 mm
Ancho de la caja	266 mm
Altura de la caja	451 mm
Volumen de la caja	0.0719 cbm
Peso del producto	0.0753 kg
Peso de la caja	10.36 kg
EAN de la caja interna	4066916004163
EAN de la caja	4066916004170

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

