



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3884.315
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe twin plus REC, 1.500 ml, gris, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo/rojo, etiquetado de riesgo biológico, material: PP reciclado, aplicación p. ej.: eliminación de objetos punzocortantes, abertura: ovalado, altura: 125 mm, tapa (LxAn): 179 x 176 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 94 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Ejemplo de aplicación	eliminación de objetos punzocortantes
Plantilla absorbente	sí
Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

Dimensiones

Volumen máx.	1500 ml
Diámetro del fondo	112 mm
Altura del producto	125 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Color del producto	gris
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	94
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	94
unidades / pallet	1128
Profundidad de la caja	800 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	380 mm
Volumen de la caja	0.1216 cbm
Peso del producto	0.175 kg
Peso de la caja	17.91 kg
EAN de la caja interna	4066916004248
EAN de la caja	4066916004255

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

