



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3890.003
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe mini, 300 ml, amarillo, material: PP, abertura: redondo, altura: 160 mm, tapón plano, tapa (LxAn): 81 x 45 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 135 unidades/caja
Identificación UN	sí

Características del producto

Tapón	tapón plano
Forma de la abertura	redondo
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción

Dimensiones

Volumen máx.	300 ml
Diámetro del fondo	80 mm x 45 mm
Diámetro de la abertura	27 mm
Altura del producto	160 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	135
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	135
unidades / pallet	2700
Profundidad de la caja	600 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	310 mm
Volumen de la caja	0.0744 cbm
Peso del producto	0.0694 kg
Peso de la caja	10 kg
EAN de la caja interna	4038917330947
EAN de la caja	4038917330930

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

