



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3890.202
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe sani RC, 200 ml, gris, material: PP reciclado, abertura: ovalado, altura: 131 mm, tapa (LxAn): 75 x 47 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 110 unidades/caja

Características del producto

Forma de la abertura	ovalado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción

Dimensiones

Volumen máx.	200 ml
Diámetro del fondo	57 mm x 32 mm
Diámetro de la abertura	33 mm x 23 mm
Altura del producto	131 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Color del producto	gris
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	110
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	110
unidades / pallet	3300
Profundidad de la caja	397 mm
Ancho de la caja	397 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Contenedor de eliminación, Multi-Safe sani RC,
200 ml

Altura de la caja	325 mm
Volumen de la caja	0.0512 cbm
Peso del producto	0.0483 kg
Peso de la caja	6 kg
EAN de la caja interna	4066916004484
EAN de la caja	4066916004491

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

