



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	77.3890.203
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe mini RC, 300 ml, gris, material: PP reciclado, abertura: redondo, altura: 160 mm, tapa (LxAn): 81 x 45 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 135 unidades/caja

### **Características del producto**

Forma de la abertura	redondo
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción

### **Dimensiones**

Volumen máx.	300 ml
Diámetro del fondo	80 mm x 45 mm
Diámetro de la abertura	27 mm
Altura del producto	160 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Color del producto	gris
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	rojo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	135
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	135
unidades / pallet	2700
Profundidad de la caja	600 mm
Ancho de la caja	400 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Contenedor de eliminación, Multi-Safe mini RC,**  
**300 ml**

**Página 2**

Altura de la caja	310 mm
Volumen de la caja	0.0744 cbm
Peso del producto	0.0694 kg
Peso de la caja	10 kg
EAN de la caja interna	4066916004569
EAN de la caja	4066916004576

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**