



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3893.420
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe vario REC, 2.000 ml, gris, cuadrado, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: amarillo/rojo, etiquetado de riesgo biológico, material: PP reciclado, aplicación p. ej.: eliminación de objetos punzocortantes, abertura: ovalado, altura: 245 mm, tapón plano, Ø de la tapa: 82 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	amarillo/rojo
Ancho de la etiqueta	160 mm
Altura de la etiqueta	70 mm
Tapón	tapón plano
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ejemplo de aplicación	eliminación de objetos punzocortantes
Forma de la abertura	ovalado

Dimensiones

Volumen máx.	2000 ml
Diámetro	116 mm
Diámetro del fondo	105 mm
Diámetro de la tapa	82 mm
Diámetro de la abertura	71 mm
Ancho del producto	95 mm
Altura del producto	245 mm
Longitud del producto	240 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno reciclado (PP reciclado)
Color del producto	gris
Color del cierre	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	1000
Profundidad de la caja	600 mm
Ancho de la caja	400 mm
Altura de la caja	359 mm
Volumen de la caja	0.0862 cbm
Peso del producto	0.2272 kg
Peso de la caja	12.4 kg
EAN de la caja interna	4066916004682
EAN de la caja	4066916004699

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

