



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3898.111
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe medi, 11 l, amarillo, redondo, material: PP, con aros montados, abertura: redondo, altura: 220 mm, tapón plano, Ø de la tapa: 290 mm, tapón: rojo, TRBA 250, DIN EN ISO 23907, 250 unidades/caja
Identificación UN	no

Características del producto

Tapón	tapón plano
Versión	con aros montados
Forma de la abertura	redondo
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	11 l
Diámetro del fondo	257 mm
Diámetro de la tapa	290 mm
Diámetro de la abertura	88 mm
Altura del producto	220 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	palé
unidades / caja interna	1
unidades / caja	250
unidades / pallet	250
Profundidad de la caja	792 mm
Ancho de la caja	1090 mm
Altura de la caja	1192 mm
Volumen de la caja	1.029 cbm
Peso del producto	0.6135 kg
Peso de la caja	163.32 kg
EAN de la caja interna	4038917409513
EAN de la caja	4038917409506

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

