



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3898.506
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe medi, 6 l, amarillo, redondo, material: PP, abertura: redondo, altura: 195 mm, tapón plano, Ø de la tapa: 230 mm, tapón: rojo, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 21 unidades/caja
Identificación UN	sí

Características del producto

Tapón	tapón plano
Forma de la abertura	redondo
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción y desenroscado

Dimensiones

Volumen máx.	6 l
Diámetro del fondo	190 mm
Diámetro de la tapa	230 mm
Diámetro de la abertura	88 mm
Altura del producto	195 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	21
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	21
unidades / caja	21
unidades / pallet	336
Profundidad de la caja	395 mm
Ancho de la caja	430 mm
Altura de la caja	585 mm
Volumen de la caja	0.0994 cbm
Peso del producto	0.3572 kg
Peso de la caja	8 kg
EAN de la caja interna	4038917543484
EAN de la caja	4038917543491

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
 Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
 totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
 notificación previa.

