



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3898.511
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe medi, 11 l, amarillo, redondo, material: PP, abertura: redondo, altura: 220 mm, tapón plano, Ø de la tapa: 290 mm, tapón: rojo, TRBA 250, DIN EN ISO 23907, 10 unidades/caja
Identificación UN	no

Características del producto

Tapón	tapón plano
Forma de la abertura	redondo
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	Dispositivo de extracción

Dimensiones

Volumen máx.	11 l
Diámetro del fondo	257 mm
Diámetro de la tapa	290 mm
Diámetro de la abertura	88 mm
Altura del producto	220 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	rojo
Color de la tapa	amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	TRBA 250, DIN EN ISO 23907
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	10
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	10
unidades / caja	10
unidades / pallet	160
Profundidad de la caja	395 mm
Ancho de la caja	430 mm
Altura de la caja	585 mm
Volumen de la caja	0.0994 cbm
Peso del producto	0.637 kg
Peso de la caja	6.87 kg
EAN de la caja interna	4038917409544
EAN de la caja	4038917409537

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

