



Descripción del artículo

Número de pedido	77.3899.125
Descripción del artículo	Contenedor de eliminación, Multi-Safe 25, 25 l, amarillo, cuadrado, material: PP, abertura: cuadrado, altura: 260 mm, Cierre definitivo, Tapa con junta, tapa (LxAn): 395 x 295 mm, tapón: amarillo, UN 3291, 160 unidades/caja
Identificación UN	sí

Características del producto

Tapón	Cierre definitivo
Forma de la abertura	cuadrado
Elemento auxiliar para quitar y desenroscar	no disponible

Dimensiones

Volumen máx.	25 l
Diámetro del fondo	330 mm x 230 mm
Diámetro de la abertura	145 mm
Altura del producto	260 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	amarillo
Color de la tapa	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	UN 3291
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	palé
unidades / caja interna	1
unidades / caja	160
unidades / pallet	160
Volumen de la caja	1.7381 cbm
Peso del producto	1.0505 kg
Peso de la caja	168.16 kg
EAN de la caja interna	4038917333580
EAN de la caja	4038917333573

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

