



## Especificaciones del producto

UriSet 24, con estabilizador, 3 l, con recipiente de transporte 30 ml, marrón, con protección contra la luz, graduada

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	77.578
Descripción del artículo	UriSet 24, Kit completo para una recogida óptima de orina de 24 horas, volumen de trabajo máx.: 3 l, Ø orificio: 83,5 mm, con estabilizador, marrón, con protección contra la luz, graduada, material: PE, tapón: verde, con recipiente de transporte 30 ml, 30 unidades/caja

### Características del producto

Tipo de preparación	con estabilizador
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	sí
Versión	con recipiente de transporte 30 ml
Ámbito de aplicación	Kit completo para una recogida óptima de orina de 24 horas
Ventana de visualización	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**UriSet 24, con estabilizador, 3 l, con recipiente de transporte 30 ml, marrón, con protección contra la luz, graduada**

**Página 2**

### Dimensiones

Volumen nominal	3.000.00 ml
Volumen máx.	3 l
Diámetro de la abertura	83,5 mm
Ancho del producto	130 mm
Longitud del producto	125 mm
Longitud incluido el tapón	246 mm
Longitud sin tapón	243 mm

### Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	marrón
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	verde

### Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	30
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	30
unidades / caja	30
unidades / pallet	270
Profundidad de la caja	643 mm
Ancho de la caja	403 mm
Altura de la caja	515 mm
Volumen de la caja	0.1335 cbm
Peso del producto	0.232 kg
Peso de la caja	7.76 kg
EAN de la caja interna	4038917082631
EAN de la caja	4038917067751

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**