



Descripción del artículo

Número de pedido	77.580
Descripción del artículo	Botella de recogida de orina, Recogida de orina, volumen de trabajo máx.: 2 l, Ø orificio: 70 mm, marrón, con protección contra la luz, graduada, material: PE, con etiqueta de papel, alemán/inglés, tapón: amarillo, Etiqueta suelta adjunta, 30 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	amarillo/negro
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	sí
Ámbito de aplicación	Recogida de orina
Ventana de visualización	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	2.000.00 ml
Volumen máx.	2 l
Diámetro de la abertura	70 mm
Ancho del producto	106 mm
Altura del producto	240 mm
Longitud del producto	106 mm
Longitud incluido el tapón	238 mm
Longitud sin tapón	235 mm

Material y colores

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	marrón
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	30
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	30
unidades / caja	30
unidades / pallet	360
Profundidad de la caja	563 mm
Ancho de la caja	343 mm
Altura de la caja	500 mm
Volumen de la caja	0.0966 cbm
Peso del producto	0.0956 kg
Peso de la caja	3.5 kg
EAN de la caja interna	4038917082655
EAN de la caja	4038917001700

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

