



Descripción del artículo

Número de pedido	10.251
Descripción del artículo	Punta de extracción para Monovette® de orina, para Transferencia de orina en Monovette® Orina, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Transferencia de orina en Monovette® Orina
Indicado para	Monovette® de orina
Conexión	Luer (h)

Dimensiones

Diámetro	8 mm
Longitud del producto	76 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Punta de extracción para Monovette® de orina,
100 unidades/bolsa

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Ficha de seguridad no
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 5000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 100
unidades / caja 5000
unidades / pallet 240000
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 378 mm
Altura de la caja 215 mm
Volumen de la caja 0.0315 cbm
Peso del producto 0.0005 kg
Peso de la caja 3.31 kg
EAN de la caja interna 4038917080941
EAN de la caja 4038917000116

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT