



## Especificaciones del producto

Monovette® de orina, Ácido bórico, 10 ml, cierre verde, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 unidades/blíster

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	10.253.388
Descripción del artículo	Monovette® de orina, Ácido bórico, volumen nominal: 10 ml, Ácido bórico, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 102 x 15 mm, transparente, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre verde, incl. punta de extracción, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos, estéril, 1 unidades/blíster

### Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Tipo de preparación	Ácido bórico
Concentración de la preparación	15 mg/ml
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico pre-codificado
Color impresión/etiqueta	blanco/verde
Graduación	no
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® de orina, Ácido bórico, 10 ml, cierre verde, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 unidades/blíster**

**Página 2**

Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Tubo para muestra de orina
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	10 ml
Conexión	Luer (m)

**Dimensiones**

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	117 mm
Longitud sin tapón	102 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	verde
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	20000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	13500
Profundidad caja interior	351 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® de orina, Ácido bórico, 10 ml, cierre verde, (LxØ): 102 x 15 mm, 1 unidades/blíster**

**Página 3**

Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	778 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.0085 kg
Peso de la caja	5.89 kg
EAN de la caja interna	4038917950008
EAN de la caja	4038917950015

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**