



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, Z, cierre amarillo, (LxØ): 92
x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 1

Descripción del artículo

Número de pedido	10.258.061
Descripción del artículo	Monovette® de orina, Z, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 92 x 15 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre amarillo, incl. punta de extracción, con etiqueta de papel, adecuada para Tempus600, 64 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	amarillo/blanco
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Tubo para muestra de orina
Indicado para	Tempus600
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8,5 ml
Centrifugación recomendada	400 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Conexión	Luer (m)

Dimensiones

Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	106 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-08-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, Z, cierre amarillo, (LxØ): 92
x 15 mm, 64 unidades/bolsa

Página 2

Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Ficha de seguridad no
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 512
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 64
unidades / caja 512
unidades / pallet 24576
Volumen de la caja 0.0315 cbm
Peso del producto 0.0078 kg
Peso de la caja 4.49 kg
EAN de la caja interna 4038917992435
EAN de la caja 4038917992442

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-08-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT