



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, Z, cierre amarillo, (LxØ): 92
x 15 mm, 1 unidades/blíster

Página 1

Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 10.258.081 |
| Descripción del artículo | Monovette® de orina, Z, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 92 x 15 mm, transparente, graduada, tapón de rosca Luer, cierre amarillo, incl. punta de extracción, con etiqueta de plástico, adecuada para Tempus600, 1 unidades/blíster |

Características del producto

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de extracción | Aspiración |
| Tipo de preparación | sin preparación |
| Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de plástico |
| Color impresión/etiqueta | amarillo/blanco |
| Graduación | sí |
| Tapón | tapón de rosca Luer |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Protección de la luz | no |
| Ámbito de aplicación | Tubo para muestra de orina |
| Indicado para | Tempus600 |
| Forma del fondo | fondo redondo |
| Volumen de trabajo | 8,5 ml |
| Centrifugación recomendada | 400 x g |
| Tiempo de centrifugación | 5 Min |
| Conexión | Luer (m) |

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|--------|
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud incluido el tapón | 106 mm |
| Longitud sin tapón | 92 mm |
| Longitud con tapón y émbolo | 127 mm |

Material y colores

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | amarillo |
| Material del tubo | Polipropileno (PP) |
| Material del pistón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-08-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Monovette® de orina, Z, cierre amarillo, (LxØ): 92
x 15 mm, 1 unidades/blíster

Página 2

Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito | IATA, ADR |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE |
| Certificación CE | CE |
| Esterilización | Irradiación con electrones |
| Ficha de seguridad | no |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 500 |
| Tipo de embalaje | blíster |
| unidades / caja interna | 100 |
| unidades / caja | 500 |
| unidades / pallet | 13500 |
| Profundidad caja interior | 351 mm |
| Ancho de la caja interior | 151 mm |
| Altura de la caja interior | 171 mm |
| Profundidad de la caja | 778 mm |
| Ancho de la caja | 368 mm |
| Altura de la caja | 195 mm |
| Volumen de la caja | 0.0558 cbm |
| Peso del producto | 0.0078 kg |
| Peso de la caja | 5.51 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917992558 |
| EAN de la caja | 4038917992565 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-08-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT