




**Especificaciones del producto**  
**Monovette® de orina, 8,5 ml, cierre amarillo,**  
**(LxØ): 92 x 15 mm, 1 unidades/blíster**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	10.258.388
Descripción del artículo	Monovette® de orina, volumen nominal: 8,5 ml, sin preparación, Tubo para muestra de orina, (LxØ): 92 x 15 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca Luer, cierre amarillo, incl. punta de extracción, con etiqueta de plástico pre-codificado, precódigo de barras con un intervalo de números único de 8 dígitos y un prefijo de 3 dígitos, estéril, 1 unidades/blíster

### Características del producto

Tipo de extracción	Aspiración
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico pre-codificado
Color impresión/etiqueta	blanco/amarillo
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca Luer
Tipo de cierre	tapón de rosca
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	Tubo para muestra de orina

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® de orina, 8,5 ml, cierre amarillo,**  
**(LxØ): 92 x 15 mm, 1 unidades/blíster**

**Página 2**

Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8,5 ml
Centrifugación recomendada	400 x g
Tiempo de centrifugación	5 Min
Conexión	Luer (m)

**Dimensiones**

Volumen nominal	8.5 ml
Diámetro	15 mm
Longitud incluido el tapón	106 mm
Longitud sin tapón	92 mm
Longitud con tapón y émbolo	127 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	20000
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	13500

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Monovette® de orina, 8,5 ml, cierre amarillo,**  
**(LxØ): 92 x 15 mm, 1 unidades/blíster**

**Página 3**

Profundidad caja interior	351 mm
Ancho de la caja interior	151 mm
Altura de la caja interior	171 mm
Profundidad de la caja	778 mm
Ancho de la caja	368 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0558 cbm
Peso del producto	0.0078 kg
Peso de la caja	5.5 kg
EAN de la caja interna	4038917949941
EAN de la caja	4038917949958

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**