




Especificaciones del producto
Unidad de transferencia de orina para
V-Monovette® de orina, 50 unidades/bolsa
Minigrip

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 11.1240.100
Descripción del artículo Unidad de transferencia de orina para V-Monovette® de orina, para Transferencia de orina, 50 unidades/bolsa Minigrip

Características del producto

Tipo de extracción Vacío
Protección de la luz no
Versión con aletas en el soporte del tubo
Ámbito de aplicación Transferencia de orina
Indicado para V-Monovette® de orina
Conexión Tubo de vacío

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Unidad de transferencia de orina para
V-Monovette® de orina, 50 unidades/bolsa
Minigrip

Página 2

Dimensiones

Longitud del tubo 10 cm

Material y colores

Color del producto amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE Proveedor CE

Ficha de seguridad no

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500

Tipo de embalaje bolsa Minigrip

unidades / caja interna 50

unidades / caja 500

unidades / pallet 30000

Profundidad caja interior 300 mm

Ancho de la caja interior 250 mm

Altura de la caja interior 10 mm

Profundidad de la caja 380 mm

Ancho de la caja 350 mm

Altura de la caja 170 mm

Volumen de la caja 0.0226 cbm

Peso del producto 0.002 kg

Peso de la caja 1.8 kg

EAN de la caja interna 6947462401157

EAN de la caja 6947462401423

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT