



**Especificaciones del producto**  
**V-Monovette® de orina, 9,5 ml, cierre amarillo,**  
**(LxØ): 100 x 15 mm, 50 unidades/bolsa**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	11.2552.001
Descripción del artículo	V-Monovette® de orina, volumen nominal: 9,5 ml, sin preparación, sistema de vacío para la transferencia cerrada de orina, (LxØ): 100 x 15 mm, transparente, escala nominal, material: PET, tapón de membrana, cierre amarillo, con etiqueta de papel, estéril, 50 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de extracción	Vacío
Tipo de preparación	sin preparación
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón de membrana
Tipo de cierre	tapón a presión
Protección de la luz	no
Ámbito de aplicación	sistema de vacío para la transferencia cerrada de orina
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	9,5 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**V-Monovette® de orina, 9,5 ml, cierre amarillo,  
(LxØ): 100 x 15 mm, 50 unidades/bolsa**

**Página 2**

Centrifugación recomendada 400 x g  
Tiempo de centrifugación 5 Min

### Dimensiones

Volumen nominal 9.5 ml  
Diámetro 15 mm  
Longitud incluido el tapón 106 mm  
Longitud sin tapón 100 mm

### Material y colores

Material del producto Polietileno tereftalato (PET)  
Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre amarillo  
Material de la membrana goma  
Material del tubo Polietileno tereftalato (PET)

### Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE  
Certificación CE CE  
Estándar de pureza estéril  
Esterilización Irradiación gamma  
Ficha de seguridad no  
Con lotes sí

### Presentación

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 22000  
Profundidad de la caja 503 mm  
Ancho de la caja 375 mm  
Altura de la caja 155 mm  
Volumen de la caja 0.0292 cbm  
Peso del producto 0.0088 kg  
Peso de la caja 4.88 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**V-Monovette® de orina, 9,5 ml, cierre amarillo,**  
**(LxØ): 100 x 15 mm, 50 unidades/bolsa**

**Página 3**

EAN de la caja interna            4038917244886  
EAN de la caja                        4038917244879

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**