



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	57.527
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 12 ml, (LxØ): 110 x 17 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón a presión, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	12 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	110 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0052 kg
Peso de la caja	5.93 kg
EAN de la caja interna	4038917082228
EAN de la caja	4038917001311

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

