



## Descripción del artículo

Número de pedido	60.548.012
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, HD-PE, sin cierre, con escala, 250 unidades/bolsa

## Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	50 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

## Dimensiones

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	114 mm

## Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)

## Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

## Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	500
unidades / pallet	10000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	350 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, PP**

**Página 2**

Volumen de la caja	0.0833 cbm
Peso del producto	0.0098 kg
Peso de la caja	5.72 kg
EAN de la caja interna	4038917111973
EAN de la caja	4038917057868

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-09-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**