



Descripción del artículo

Número de pedido	62.547.254
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, HD-PE, tapón: rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: azul/blanco, con escala, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	azul/blanco
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	50 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	114 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	300
unidades / pallet	9000
Profundidad de la caja	580 mm
Ancho de la caja	330 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0488 cbm
Peso del producto	0.0128 kg
Peso de la caja	4.61 kg
EAN de la caja interna	4038917111898
EAN de la caja	4038917013420

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

