



## Especificaciones del producto

Vaso médico, volumen máx.: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, graduada, PP, rojo

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido	75.1337.502
Descripción del artículo	Vaso médico, volumen máx.: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, Ø orificio: 37 mm, rojo, graduada, material: PP, 75 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	sí
Volumen de trabajo	30 ml

### Dimensiones

Volumen nominal	30 ml
Volumen máx.	30 ml
Diámetro	37 mm
Diámetro de la abertura	37 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	40 mm
Longitud sin tapón	40 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

Vaso médico, volumen máx.: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, graduada, PP, rojo

Página 2

### Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto rojo

### Pureza y certificación

Categoría de producto Producto sanitario  
Certificación CE Proveedor CE  
Con lotes sí

### Presentación

Pedido mínimo 3750  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 3750  
unidades / caja 3750  
unidades / pallet 180000  
Profundidad de la caja 190 mm  
Ancho de la caja 390 mm  
Altura de la caja 390 mm  
Volumen de la caja 0.0289 cbm  
Peso del producto 0.0015 kg  
Peso de la caja 6 kg  
EAN de la caja interna 4038917127738  
EAN de la caja 4042836002038

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**