



Especificaciones del producto

Vaso médico, volumen máx.: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, graduada, PP, verde

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	75.1337.505
Descripción del artículo	Vaso médico, volumen máx.: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, Ø orificio: 37 mm, verde, graduada, material: PP, 75 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Volumen de trabajo	30 ml

Dimensiones

Volumen nominal	30 ml
Volumen máx.	30 ml
Diámetro	37 mm
Diámetro de la abertura	37 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	40 mm
Longitud sin tapón	40 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Vaso médico, volumen máx.: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, graduada, PP, verde

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto verde

Pureza y certificación

Categoría de producto Producto sanitario
Certificación CE Proveedor CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 3750
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 3750
unidades / caja 3750
unidades / pallet 180000
Profundidad de la caja 190 mm
Ancho de la caja 390 mm
Altura de la caja 390 mm
Volumen de la caja 0.0289 cbm
Peso del producto 0.0015 kg
Peso de la caja 6 kg
EAN de la caja interna 4038917127752
EAN de la caja 4042836002069

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT