



Descripción del artículo

Número de pedido	75.1355
Descripción del artículo	Vasos para orina, recogida y conservación de orina, volumen de trabajo máx.: 125 ml, (ØxAl): 66 x 67 mm, Ø orificio: 66 mm, altamente transparente, graduada, material: PP, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	125 ml

Dimensiones

Volumen nominal	125 ml
Volumen máx.	125 ml
Diámetro	66 mm
Diámetro de la abertura	66 mm
Altura del producto	67 mm
Longitud sin tapón	67 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Vasos para orina, 125 ml, (ØxAl): 66 x 67 mm, PP,
altamente transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto altamente transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE Proveedor CE
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 1000
unidades / pallet 24000
Profundidad de la caja 390 mm
Ancho de la caja 265 mm
Altura de la caja 590 mm
Volumen de la caja 0.061 cbm
Peso del producto 0.0057 kg
Peso de la caja 6.2 kg
EAN de la caja interna 4038917409568
EAN de la caja 4042836010088

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT