



Descripción del artículo

Número de pedido	75.1437.100
Descripción del artículo	Vasos para orina, volumen de trabajo máx.: 75 ml, (ØxAl): 65 x 48 mm, transparente, graduada, material: PP

Características del producto

Graduación	sí
Volumen de trabajo	75 ml

Dimensiones

Volumen nominal	75 ml
Volumen máx.	75 ml
Diámetro	65 mm
Altura del producto	48 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
**Vasos para orina, 75 ml, (ØxAl): 65 x 48 mm, PP,
transparente**

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
unidades / caja interna 25
unidades / caja 1000
unidades / pallet 28000
Volumen de la caja 0.065 cbm
Peso del producto 0.0092 kg
Peso de la caja 9.65 kg
EAN de la caja interna 4038917129138
EAN de la caja 4038917074711

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-09-01

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT